

Гільзи максимальної готовності зазвичай використовують під час типового протезування за наявності стабільних об'ємних параметрів кукси, що не вимагають підготовки до первинного протезування.

Виконувана функція - утримування кукси в протезі.

ГІЛЬЗИ МАКСИМАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ

4НК.2.Х - ГІЛЬЗИ СТЕГНА МАКСИМАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ

4НК.3.Х - ЗАГОТОВКИ ГІЛЬЗИ ГОМІЛКИ

4НК.4.Х - ЗАГОТОВКИ ГІЛЬЗИ СТЕГНА

4НК.2.X - ГІЛЬЗИ СТЕГНА МАКСИМАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для виготовлення протезів стегна з куксами на рівні середньої границі довжини стегна після одно- або двобічної ампутації.

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Утримування кукси в протезі.

X	Вид матеріалу
---	---------------



Варіант 1



Варіант 2

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Варіанти 1, 3

Виготовляють 15 типорозмірів правого та лівого виконання методом вакуумного формування.

Варіант 2

Виготовляють 15 типорозмірів правого та лівого виконання методом вакуумного формування. В гільзу заламіновані фланець вертлюжного гвинта та фланець з планкою для кріплення блочка 590.



Варіант 3

	X
4НК.2.11(2)	Армовані (шаруваті) пластики на основі поліефірної смоли
4НК.2.11(4)	Армовані (шаруваті) пластики на основі полімідного лаку

Модель	Виробник/ постачальник	Периметр гільзи	Висота, мм	Маса, кг, не більше
--------	---------------------------	--------------------	---------------	---------------------------

4НК.2.11(2)

Варіант 1

4НК.01.03/380П 4НК.01.03/380Л	Дніпропетровське КЕПОП	380	430	0,60
4НК.01.03/395П 4НК.01.03/395Л		395	430	0,60
4НК.01.03/410П 4НК.01.03/410Л		410	430	0,60
4НК.01.03/425П 4НК.01.03/425Л		425	440	0,60
4НК.01.03/440П 4НК.01.03/440Л		440	440	0,60
4НК.01.03/455П 4НК.01.03/455Л		455	440	0,60
4НК.01.03/470П 4НК.01.03/470Л		470	450	0,60
4НК.01.03/485П 4НК.01.03/485Л		485	450	0,60
4НК.01.03/500П 4НК.01.03/500Л		500	450	0,60
4НК.01.03/515П 4НК.01.03/515Л		515	460	0,60
4НК.01.03/530П 4НК.01.03/530Л		530	460	0,60
4НК.01.03/545П 4НК.01.03/545Л		545	460	0,60
4НК.01.03/560П 4НК.01.03/560Л		560	470	0,60
4НК.01.03/575П 4НК.01.03/575Л		575	470	0,60
4НК.01.03/590П 4НК.01.03/590Л		590	470	0,60

Варіант 2

4НК.01.04/380П 4НК.01.04/380Л	ТОВ НВФ “Орттех-плюс”	380	430	0,60
4НК.01.04/395П 4НК.01.04/395Л		395	430	0,60
4НК.01.04/410П 4НК.01.04/410Л		410	430	0,60
4НК.01.04/425П 4НК.01.04/425Л		425	440	0,60
4НК.01.04/440П 4НК.01.04/440Л		440	440	0,60
4НК.01.04/455П 4НК.01.04/455Л		455	440	0,60
4НК.01.04/470П 4НК.01.04/470Л		470	450	0,60
4НК.01.04/485П 4НК.01.04/485Л		485	450	0,60

Модель	Виробник/ постачальник	Периметр гільзи	Висота, мм	Маса, кг, не більше
--------	---------------------------	--------------------	---------------	---------------------------

4НК.2.11(2)

Варіант 2 (продовження)

4НК.01.04/500П 4НК.01.04/500Л	ТОВ НВФ “Орттех-плюс”	500	450	0,60
4НК.01.04/515П 4НК.01.04/515Л		515	460	0,60
4НК.01.04/530П 4НК.01.04/530Л		530	460	0,60
4НК.01.04/545П 4НК.01.04/545Л		545	460	0,60
4НК.01.04/560П 4НК.01.04/560Л		560	470	0,60
4НК.01.04/575П 4НК.01.04/575Л		575	470	0,60
4НК.01.04/590П 4НК.01.04/590Л		590	470	0,60

4НК.2.11(4)

Варіант 3

4НК.01.01/340П 4НК.01.01/340Л	Тернопільське КЕПОП	340	350	0,50
4НК.01.01/355П 4НК.01.01/355Л		355	350	0,52
4НК.01.01/370П 4НК.01.01/370Л		370	350	0,54
4НК.01.01/385П 4НК.01.01/385Л		385	350	0,57
4НК.01.01/400П 4НК.01.01/400Л		400	350	0,60
4НК.01.01/420П 4НК.01.01/420Л		420	350	0,66
4НК.01.01/440П 4НК.01.01/440Л		440	350	0,72
4НК.01.01/460П 4НК.01.01/460Л		460	350	0,78
4НК.01.01/480П 4НК.01.01/480Л		480	350	0,84
4НК.01.01/500П 4НК.01.01/500Л		500	350	0,90
4НК.01.01/520П 4НК.01.01/520Л		520	370	0,92
4НК.01.01/540П 4НК.01.01/540Л		540	370	0,94
4НК.01.03/560П 4НК.01.03/560Л		560	370	0,96
4НК.01.01/580П 4НК.01.01/580Л		580	370	0,98
4НК.01.01/600П 4НК.01.01/600Л		600	370	1,00

4НК.3.X - ЗАГОТОВКИ ГІЛЬЗИ ГОМІЛКИ



X	Вид матеріалу
---	---------------

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для виготовлення індивідуальної приймальної гільзи гомілки.

	X
4НК.3.14	Деревина

Модель	Виробник/ постачальник	Типорозміри	Висота, мм	Маса, кг (max)
4НК.3.14				
811-К	АТ «Завод «Протекон»	380, 410, 440	340	2,6

4НК.4.X - ЗАГОТОВКИ ГІЛЬЗИ СТЕГНА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для виготовлення індивідуальної приймальної гільзи стегна



	X
4НК.4.14	Деревина

Модель	Виробник/ постачальник	Типорозміри	Висота, мм	Маса, кг (max)
4НК.4.14				
801-К	АТ «Завод «Протекон»	600, 640, 680, 720, 760	400	5,9

Шифри виробів згідно з НД виробників/постачальників

с.

4НК.01.01	4
4НК.01.03	3
4НК.01.04	3, 4
801-К	5
811-К	5